

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Human Cd93 Para Fc - Q9Npy3

Número do item: CM0009018



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-Human CD93 para aplicações de citometria de fluxo (FC). Validado para amostras humanas, este anticorpo tem como alvo o receptor do componente do complemento C1q, ideal para estudar fagocitose e função das células endoteliais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal Coelho anti-Human CD93
Observações/Apelido	C1QR1; C1qRP; CDw93; ECSM3; MXRA4; C1qR(P); dj737E23.1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	22918
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-580 do CD93 humano (NP_036204.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9NPY3
Peso Proteico	69kDa
Envio	Saco de gelo