

Coelho Anti-Humano Cd93 Anticorpo Monoclonal Para Fc - Q9Npy3

Número do item: CM0009729



introdução

Este anticorpo monoclonal de coelho contra CD93 humano, conjugado ao , é validado para citometria de fluxo. Ideal para estudar a expressão de CD93 em células endoteliais e mieloides. Peso molecular previsto 69 kDa (UniProt Q9NPY3).

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD93 mAb
Observações/Apelido	C1QR1; C1qRP; CDw93; ECSM3; MXRA4; C1qR(P); dj737E23.1
Espécie	Humano
ID do Gene	22918
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-580 do CD93 humano (NP_036204.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9NPY3
Peso da Proteína	69kDa
Envio	Saco de gelo