

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd93 Para Citometria De Fluxo - Q9Npy3

Número do item: CM0010112



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD93 humano para citometria de fluxo. Validado em amostras humanas, tem como alvo o receptor do complemento C1q, apoiando pesquisas em fagocitose, angiogênese e resposta inflamatória.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano CD93
Observações/Apelido	C1QR1; C1qRP; CDw93; ECSM3; MXRA4; C1qR(P); dj737E23.1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	22918
GeneID	22918
Imunogênio	Proteína recombinante; Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-580 do CD93 humano (NP_036204.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9NPY3
Peso Proteico	68kDa
Transporte	Em saco de gelo