

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd94 Para Fc - Q13241

Número do item: CM0011172



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a , específico para CD94 humano (KLRD1), validado para citometria de fluxo. Ideal para o estudo de subconjuntos de células NK e T, regulação de checkpoint imunológico e interações hospedeiro-vírus.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano CD94
Observações/Alias	KLRD1; CD94; antígeno de células Natural Killer CD94
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3824
Imunógeno	Proteína recombinante de CD94 humano.
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q13241
Peso da Proteína	17kDa/20kDa
Envio	Bolsa de gelo