

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd94 Para Citometria De Fluxo - Q13241

Número do item: CM0005894



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD94 humano (KLRD1), conjugado com , para citometria de fluxo. Reconhece o receptor CD94 de células NK e T, envolvido na discriminação imune entre próprio e não-próprio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho anti-Humano CD94
Observações/Apelido	CD94
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3824
GeneID	3824
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 32-179 do CD94 humano (NP_002253.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q13241
Peso Proteico	21kDa
Envio	Em saco de gelo