

Coelho Anti-Humano Cd94 Anticorpo Monoclonal Para Citometria De Fluxo - Q13241

Número do item: CM0004778



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com anti-CD94 humano, validado para citometria de fluxo. Ideal para imunofenotipagem de células NK e T em estudos de imuno-oncologia e doenças infecciosas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD94 mAb
Observações/Apelido	CD94
Espécie	Humano
ID do Gene	3824 (Humano)
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 32-179 do CD94 humano (NP_002253.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	Citometria de Fluxo (FC)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q13241
Peso da Proteína	21 kDa
Envio	Saco de gelo