

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Cd96/Tactile Para Fc - P40200

Número do item: CM0009994



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , direcionado ao CD96 (TACTILE) humano para citometria de fluxo. Imunogénio de proteína recombinante. Reage de forma cruzada com amostras humanas. Peso molecular: 65kDa. Ideal para o estudo da adesão de células T e NK.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD96/TACTILE mAb
Observações/Alias	TACTILE
Espécie	Humano
ID do Gene	10225
Imunogénio	Proteína Recombinante correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 25-519 do CD96/TACTILE humano (NP_937839.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P40200
Peso da Proteína	65kDa
Envio	Saco de gelo