

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd96/Tactile Humano Para Citometria De Fluxo - P40200

Número do item: CM0008167



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD96/TACTILE humano conjugado com , validado para citometria de fluxo. Imunogénio recombinante (aa 25-519). Ideal para estudos de adesão de células imunitárias e investigação de células NK/T.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-CD96/TACTILE humano
Observações/alcunha	TACTILE
Espécie	Humano
GeneID (humano)	10225
GeneID	10225
Imunogénio	Proteína recombinante correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 25-519 do CD96/TACTILE humano (NP_937839.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	P40200
Peso da proteína	65 kDa
Envio	Em saco de gelo