


Coelho Anti-Humano Cd97 Mac Para Fc - P48960

Número do item: CM0006065



introdução

Anticorpo monoclonal Coelho anti-Humano CD97 para citometria de fluxo, reage com CD97 humano. Útil para estudos de adesão e migração de leucócitos. Reconhece o domínio extracelular, 92kDa, SWISS P48960.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD97 mAc
Observações/Apelido	CD97; TM7LN1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	976
GeneID	976
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-398 do CD97 humano (NP_510966.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P48960
Peso da Proteína	92kDa
Envio	Saco de gelo