


Coelho Anti-Humano Cd97 Mab Para Fc - P48960

Número do item: CM0005695



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD97 humano (ADGRE5) para citometria de fluxo. Envolvido na adesão e migração de leucócitos; amplamente expresso em células hematopoiéticas. Adequado para pesquisa imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD97 mAb
Observações/Apelido	CD97; TM7LN1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	976
GeneID	976
Imunogênio	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P48960
Peso da Proteína	81kDa/86kDa/92kDa
Envio	Saco de gelo