

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Cd97 () Para Citometria De Fluxo - P48960

Número do item: CM0012783



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho altamente específico que visa o CD97 humano (ADGRE5). Conjugado ao para imunofluorescência direta, ideal para análise por citometria de fluxo de células hematopoiéticas e pesquisa oncológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD97 mAb
Observações/Apelido	ADGRE5; CD97; TM7LN1; antígeno CD97
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	976
ID do Gene	976
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-398 do CD97 humano (NP_510966.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P48960
Peso Proteico	81kDa/86kDa/91kDa
Envio	Saco de gelo