

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Cd97 Humano Para Citometria De Fluxo - P48960

Número do item: CM0011452



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD97 humano (ADGRE5), um GPCR de adesão leucocitária. Validado para citometria de fluxo para estudar migração de leucócitos, inflamação e biologia tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-CD97 Humano
Observações/Apelido	CD97; TM7LN1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	976
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-398 do CD97 humano (NP_510966.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P48960
Peso Proteico	81kDa/86kDa/92kDa
Envio	Saco de Gelo