


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd99 Humano Para Fc - P14209

Número do item: CM0005616



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD99 humano conjugado a (clone MIC2/HBA71) validado para citometria de fluxo. Reconhece CD99 humano (P14209, 19kDa). Adequado para estudos de adesão de células T e extravasamento de leucócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD99 humano
Observações/Apelido	MIC2; HBA71; MIC2X; MIC2Y; MSK5X
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4267
ID do Gene	4267
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 24-123 do CD99 humano (NP_002405.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P14209
Peso Proteico	19kDa
Envio	Em saco de gelo