


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd99 Humano Para If/Icc E Fc - P14209

Número do item: CM0010239



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD99 humano (MIC2) para imunofluorescência (IF/ICC) e citometria de fluxo (FC). Ferramenta validada para o estudo da adesão de células T e da extravasação de leucócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD99 humano
Observações/Alcunhas	MIC2; HBA71; MIC2X; MIC2Y; MSK5X
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	4267
ID do gene	4267
Imunógeno	Peptídeo sintético: um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 24-123 do CD99 humano (NP_002405.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	IF/ICC, FC
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	P14209
Peso da proteína	19 kDa
Envio	Bolsa de gelo