


Coelho Anti-Humano Cd99 Anticorpo Monoclonal Para If/Icc, Fc - P14209

Número do item: CM0004963



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD99 humano, validado para imunofluorescência (IF/ICC) e citometria de fluxo (FC). O CD99 (MIC2) atua na adesão de células T e na transmigração de leucócitos. Adequado para análise de amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD99 mAb
Observações/Apelido	MIC2; HBA71; MIC2X; MIC2Y; MSK5X
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4267
ID do Gene	4267
Imunogênio	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 24-123 do CD99 humano (NP_002405.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF/ICC, FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P14209
Peso da Proteína	19kDa
Envio	Saco de gelo