

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cda Conjugado Com Para Fc (Intra) - P32320

Número do item: CM0004512



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CDA (CDD) humano, validado para citometria de fluxo intracelular. Detecta uma proteína de 16 kDa, reage de forma cruzada com humano. Ideal para pesquisa de citidina desaminase.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano CDA
Observações/Apelido	CDD
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	978
ID do Gene	978
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-146 da CDA humana (NP_001776.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P32320
Peso Proteico	16kDa
Envio	Saco de gelo