


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cda Humano Para Citometria De Fluxo Intracelular - P32320

Número do item: CM0010067



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , direcionado à citidina desaminase humana (CDA/CDD) para citometria de fluxo intracelular. Validado em amostras humanas, permite a detecção da CDA, uma enzima dependente de zinco de 16 kDa altamente expressa em granulócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-CDA humano
Observações/Apelido	CDD
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	978
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-146 da CDA humana (NP_001776.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	CF (intracelular)
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	P32320
Peso da proteína	16 kDa
Envio	Bolsa de gelo