

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cdcp1 Humano Para Fc - Q9H5V8

Número do item: CM0009209

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , direcionado ao CDCP1 humano (CD318, TRASK), para citometria de fluxo. Envolvido na adesão celular, metástase e pesquisa de células-tronco leucêmicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-CDCP1 Humano
Observações/Apelidos	CD318; TRASK; SIMA135
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	64866
ID do Gene	64866
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9H5V8
Peso da Proteína	37kDa/72kDa/92kDa
Transporte	Bolsa de gelo