

Mab Coelho Anti-Humano Ceacam5/Cd66E Para Cf - P06731

Número do item: CM0004601

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado a CEACAM5/CD66e (CEA) humano. Validado para citometria de fluxo (CF). Reage com espécies humanas. Imunógeno: proteína recombinante (aa 35-685). Ideal para estudos de câncer e adesão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano CEACAM5/CD66e
Observações/Apelido	CEA; CD66e
Espécie Alvo	Humano
GeneID (humano)	1048
GeneID	1048
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 35-685 de CEACAM5/CD66e humano (NP_004354.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P06731
Peso da Proteína	77kDa
Transporte	Bolsa de gelo