

Anticorpo Monoclonal De Coelho Contra Ceacam5/Cd66E Humano Para Fc - P06731

Número do item: CM0004815



introdução

Anticorpo Monoclonal de coelho contra CEACAM5/CD66e humano para citometria de fluxo. Reconhece a CEACAM5 humana (CEA/CD66e), uma glicoproteína de superfície celular de 77kDa, marcador tumoral e molécula de adesão celular. Ideal para pesquisa em oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho contra CEACAM5/CD66e humano
Observações/Apelidos	CEA; CD66e
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1048
GeneID	1048
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 35-685 da CEACAM5/CD66e humana (NP_004354.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P06731
Peso da Proteína	77kDa
Envio	Saco de gelo