

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Ceacam6 Para Fc - P40199

Número do item: CM0009833



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CEACAM6 humano (CD66c) para aplicações de citometria de fluxo. O CEACAM6 desempenha funções na adesão celular e progressão tumoral; este anticorpo é adequado para pesquisas em oncologia e imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CEACAM6 mAb
Observações/Apelido	NCA; CEAL; CD66c
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4680
ID do Gene	4680
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 35-320 do CEACAM6 humano (NP_002474.4).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P40199
Peso Proteico	37kDa
Envio	Saco de gelo