


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Ceacam6 Para Citometria De Fluxo - P40199

Número do item: CM0004281



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com que visa o CEACAM6 humano (CD66c), uma molécula de adesão celular ancorada por GPI de 37 kDa expressa em neutrófilos e células tumorais. Adequado para aplicações de citometria de fluxo (FC).

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CEACAM6 mAb
Observações/Apelido	NCA; CEAL; CD66c
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4680
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 35-320 do CEACAM6 humano (NP_002474.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P40199
Peso da Proteína	37kDa
Envio	Saco de gelo