

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Claudina18.2 Para Citometria De Fluxo - P56856-2

Número do item: CM0008630

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado à Claudina18.2 (isoforma A2), validado para citometria de fluxo em amostras humanas. Peso molecular 27kDa. Ideal para pesquisa de junções estreitas gástricas e função de barreira.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Claudina18.2
Observações/Apelido	SFTA5; SFTPJ
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	51208
ID do Gene	51208
Imunogênio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-261 da Claudina18.2 humana (NP_001002026.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	Citometria de Fluxo (FC)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P56856-2
Peso Proteico	27kDa
Envio	Em saco de gelo