

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Claudin18.2 Para Citometria De Fluxo - P56856-2

Número do item: CM0011314

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado a Claudin18.2 humano (P56856-2). Para citometria de fluxo. Imunógeno: proteína recombinante (aa 1-261). Reage com humanos. Ideal para estudos de barreira gástrica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Rabbit anti-Human Claudin18.2 mAb
Observações/Apelido	SFTA5; SFTPJ
Espécie	Humano
GeneID (humano)	51208
GeneID	51208
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-261 de Claudin18.2 humano (NP_001002026.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P56856-2
Peso Molecular da Proteína	27kDa
Envio	Bolsa de gelo