

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Clec12A/Cd371 Para Fc - Q5Qgz9

Número do item: CM0008592



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CLEC12A/CD371 (CLL-1) humano, validado para citometria de fluxo. Receptor inibitório mieloide envolvido em NETose, inflamação e reconhecimento de padrões. Ideal para perfilagem imune e estudos funcionais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CLEC12A/CD371 mAb
Observações/Apelido	CLEC12A; CD371; CLL-1; CLL1; DCAL-2; M1CL; família de domínios de lectina tipo C membro 12 A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	160364
GeneID	160364
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 65-265 do CLEC12A/CD371 humano (NP_612210.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q5QGZ9
Peso Proteico	8kDa/24kDa/27kDa/30kDa/32kDa
Envio	Saco de gelo