

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cpt1A Para Citometria De Fluxo (Intracelular) - P50416

Número do item: CM0005963

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado a CPT1A humana para citometria de fluxo intracelular. Detecta a isoforma hepática de 88 kDa da carnitina palmitoiltransferase 1A, essencial para a oxidação de ácidos graxos e o metabolismo mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano CPT1A
Observações/Alias	CPT1; CPT1-L; L-CPT1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1374
ID do Gene	1374
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 520-720 da CPT1A humana (NP_001867.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P50416
Peso da Proteína	88kDa
Envio	Bolsa de gelo