

Coelho Anti-Humano Cr2/Cd21 Anticorpo Monoclonal Para Fc - P20023

Número do item: CM0008208



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-humano CR2/CD21 conjugado com para citometria de fluxo. Tem como alvo o receptor de complemento do tipo 2 (SWISS P20023), um co-receptor de células B e receptor de EBV. Adequado para perfilagem de células imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CR2/CD21 mAb
Observações/Apelido	CR; C3DR; CD21; CVID7; SLEB9
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1380
GeneID	1380
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-971 do CD21 humano (NP_001868.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P20023
Peso da Proteína	110kDa/113kDa/118kDa/119kDa
Envio	Saco de gelo