

## Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cr2/Cd21 Humano Para Fc - P20023

Número do item: CM0004967



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CR2/CD21 humano, validado para análise por citometria de fluxo. Adequado para estudar a função do correceptor de células B, interações com o complemento C3d e atividade do receptor de EBV. Apresenta reatividade cruzada com humanos.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | mAb de Coelho anti-CR2/CD21 Humano                                                                                           |
| Observações/Alias   | CR; C3DR; CD21; CVID7; SLEB9                                                                                                 |
| Espécie             | Humano                                                                                                                       |
| GeneID (Humano)     | 1380                                                                                                                         |
| GeneID              | 1380                                                                                                                         |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-971 de CR2/CD21 humano (NP_001868.2) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                       |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                       |
| Aplicação           | FC                                                                                                                           |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                                                       |
| SWISS               | P20023                                                                                                                       |
| Peso da Proteína    | 113kDa                                                                                                                       |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                                |