

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cr2/Cd21 Para Citometria De Fluxo - P20023

Número do item: CM0011984



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CR2/CD21 humano, um receptor de complemento de células B e receptor de entrada do EBV. Validado para citometria de fluxo, permite a detecção imunofluorescente direta de células que expressam CD21 em aplicações de pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano CR2/CD21
Observações/Apelido	CR; C3DR; CD21; CVID7; SLEB9
Espécie	Humano
GeneID	1380
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-971 do CD21 humano (NP_001868.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P20023
Peso Proteico	110kDa/113kDa/118kDa/119kDa
Envio	Saco de gelo