

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Citoqueratina 18 Humana Para Citometria De Fluxo Intracelular (Fc) - P05783

Número do item: CM0011094

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , direcionado à citoqueratina 18 humana (CK-18, K18). Validado para citometria de fluxo intracelular. Adequado para o estudo da biologia das células epiteliais, dos filamentos intermediários e da pesquisa oncológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-citoqueratina 18 humana
Observações/alias	K18; CK-18; CYK18
Espécie	Humana
GeneID (humano)	3875
GeneID	3875
Imunógeno	Proteína recombinante: proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 241-430 da citoqueratina 18 humana (NP_000215.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	P05783
Peso da proteína	48 kDa
Envio	Bolsa de gelo