


Coelho Anti-Humano Citoqueratina 19 (Krt19) Anticorpo Monoclonal Para Citometria De Fluxo - P08727

Número do item: CM0005921



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com que visa a citoqueratina humana 19 (KRT19). Validado para citometria de fluxo intracelular. Adequado para biologia epitelial, pesquisa oncológica e estudos de células-tronco.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano Citoqueratina 19 (KRT19) mAb
Observações/Apelido	K19; CK19; K1CS
Espécie	Humano
GeneID	3880
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 301-400 da citoqueratina humana 19 (KRT19) (NP_002267.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P08727
Peso da Proteína	44kDa
Envio	Saco de gelo