


Anticorpo Monoclonal Coelhinho Anti-Citoqueratina 8 Humana Para Citometria De Fluxo - P05787

Número do item: CM0010861



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra a Citoqueratina 8 humana (K8, CK-8), uma proteína de filamento intermediário de queratina tipo II, validado para citometria de fluxo intracelular (FC).

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelhinho Anti-Citoqueratina 8 Humana
Observações/Apelido	K8; KO; CK8; CK-8; CYK8; K2C8; CARD2
Espécie	Humana
GeneID	3856
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-483 da Citoqueratina 8 humana (NP_002264.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P05787
Peso Proteico	53kDa/56kDa
Envio	Saco de gelo