


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Citokeratina 8 () Para Citometria De Fluxo Intracelular - P05787

Número do item: CM0010459



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra Citokeratina 8 humana, conjugado ao corante . Validado para citometria de fluxo intracelular (FC); tem como alvo KRT8, uma proteína de filamento intermediário chave em células epiteliais. Ideal para pesquisa em citoesqueleto e biologia epitelial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano Citokeratina 8
Observações/Alias	KRT8; CARD2; CK-8; CK8; CYK8; K2C8; K8; KO; queratina 8
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3856
GeneID	3856
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-483 da Citokeratina 8 humana (NP_002264.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P05787
Peso da Proteína	53kDa/56kDa
Transporte	Bolsa de gelo