


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Citoceratina 8 Para Citometria De Fluxo Intracelular - P05787

Número do item: CM0008285



introdução

Anticorpo monoclonal coelho anti-humano citoceratina 8 (CK8) conjugado com para citometria de fluxo intracelular. Detecta KRT8 humano, um marcador epitelial simples, ideal para pesquisa em câncer e células epiteliais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Citoceratina 8
Observações/Apelido	K8; KO; CK8; CK-8; CYK8; K2C8; CARD2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3856
GeneID	3856
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-483 da Citoceratina 8 humana (NP_002264.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P05787
Peso Proteico	53kDa/56kDa
Transporte	Saco de gelo