


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Dc-Signr/Cd299 Humano Para Citometria De Fluxo - Q9H2X3

Número do item: CM0012676



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com fluorescente, direcionado contra DC-SIGNR (CD299) humano. Específico para aplicações de citometria de fluxo (FC), reativo com humanos. Utilizado em pesquisas sobre adesão viral e vigilância imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-DC-SIGNR/CD299 humano
Observações/alias	CD299; LSIGN; CD209L; L-SIGN; DCSIGNR; HP10347; DC-SIGN2; DC-SIGNR
Espécie	Humano
GeneID (humano)	10332
GeneID	10332
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 71-399 de DC-SIGNR/CD299 humano (NP_055072.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	Q9H2X3
Peso da proteína	24kDa-45kDa
Envio	Bolsa de gelo