


## Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Desmogleína 3/Pva Conjugado A Para Citometria De Fluxo - P32926

Número do item: CM0010501



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a contra Desmogleína 3/PVA (DSG3) humana, validado para citometria de fluxo. Tem como alvo o antígeno de pênfigo vulgar de 130 kDa, uma caderina desmossomal envolvida na adesão celular. Ideal para pesquisa em pele e mucosa.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro                  | Valor                                                                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto            | Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Desmogleína 3/PVA Conjugado a                                                                  |
| Observações/Apelido        | PVA; ABOLM; CDHF6                                                                                                                      |
| Espécie                    | Humano                                                                                                                                 |
| ID do Gene (Humano)        | 1830                                                                                                                                   |
| Imunogênio                 | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 50-615 da Desmogleína 3/PVA humana (NP_001935.2). |
| Fonte                      | Coelho                                                                                                                                 |
| Categoria                  | Anticorpos Monoclonais                                                                                                                 |
| Aplicação                  | CF (Citometria de Fluxo)                                                                                                               |
| Reatividade Cruzada        | Humano                                                                                                                                 |
| SWISS                      | P32926                                                                                                                                 |
| Peso Molecular da Proteína | 108kDa                                                                                                                                 |
| Transporte                 | Em saco de gelo                                                                                                                        |