


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Desmogleína 3/Pva Humana Para Citometria De Fluxo - P32926

Número do item: CM0004233



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com de alto desempenho contra Desmogleína-3 humana (PVA/CDHF6). Validado para citometria de fluxo; ideal para investigar adesão desmossomal, biologia de queratinócitos e pênfigo vulgar.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Desmogleína 3/PVA Humana
Observações/Apelido	PVA; ABOLM; CDHF6
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	1830
ID do Gene	1830
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 50-615 da Desmogleína 3/PVA humana (NP_001935.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P32926
Peso Molecular da Proteína	108kDa
Envio	Saco de Gelo