

Coelho Anti-Humano DLL4 Anticorpo Monoclonal Para Citometria De Fluxo - Q9Nr61

Número do item: CM0005925



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra DLL4 humano para citometria de fluxo. Validado para amostras humanas, ideal para estudar sinalização Notch, angiogênese e neurogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano DLL4 mAb
Observações/Apelido	AOS6; delta4; hdelta2; proteína tipo delta 4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	54567
GeneID	54567
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-524 do DLL4 humano (NP_061947.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9NR61
Peso da Proteína	75kDa
Envio	Saco de gelo