

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Dnajb1/Hsp40 Para Fc - P25685

Número do item: CM0012514



introdução

Anticorpo monoclonal de alta qualidade direcionado a DNAJB1/HSP40 humano, adequado para citometria de fluxo intracelular. Ideal para pesquisa sobre resposta ao choque térmico e função de chaperonas. Reatividade cruzada: Humano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Rabbit anti-Human DNAJB1/HSP40 mAb
Observações/Alias	Hdj1; Sis1; HSPF1; Hsp40; RSPH16B
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3337
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 241-340 de DNAJB1/HSP40 humano (NP_006136.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intracelular)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P25685
Peso Proteico	27kDa/38kDa
Transporte	Saco de gelo