

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Dnajb1/Hsp40 Para Citometria De Fluxo - P25685

Número do item: CM0005936



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado a DNAJB1/HSP40 humano, validado para citometria de fluxo intracelular. Reage com amostras humanas; detecta isoformas de 27 e 38 kDa. Para uso em pesquisa em estudos de resposta ao estresse e chaperonas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano DNAJB1/HSP40
Observações/Alias	Hdj1; Sis1; HSPF1; Hsp40; RSPH16B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3337
GeneID	3337
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 241-340 de DNAJB1/HSP40 humano (NP_006136.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intracelular)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P25685
Peso da Proteína	27kDa/38kDa
Envio	Bolsa de gelo