

Anti-Humano E-Caderina/Cd324 Mab De Coelho Para Fc - P12830

Número do item: CM0012553



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com ABflo 488 direcionado a E-Caderina/CD324 humana, validado para citometria de fluxo (FC). Ideal para estudar adesão de células epiteliais e função da cadherina-1. Reage cruzadamente com humanos. Peso molecular previsto de 90/97 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anti-Humano E-Caderina/CD324 mAb de Coelho
Observações/Alias	UVO; CDHE; ECAD; LCAM; Arc-1; BCD51; CD324
Espécie	Humana
GeneID (humano)	999
GeneID	999
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 155-707 da E-Caderina/CD324 humana (NP_004351.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P12830
Peso da Proteína	90kDa/97kDa
Envio	Saco de gelo