

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano E-Cadherin/Cd324 Para Citometria De Fluxo (Fc) - P12830

Número do item: CM0010384



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com que visa a E-Cadherin/CD324 humana (SWISS: P12830). Validado para citometria de fluxo (FC), apoiando pesquisas sobre adesão celular, transição epitélio-mesenquimal e invasão tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	Coelho anti-Humano E-Cadherin/CD324 mAb
Observações/Apelido	UVO; CDHE; ECAD; LCAM; Arc-1; BCDS1; CD324
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	999
ID do Gene	999
Imunógeno	Proteína recombinante (Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 155-707 da E-Cadherin/CD324 humana mAb (NP_004351.1))
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P12830
Peso da Proteína	97kDa
Envio	Saco de gelo