

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano E-Cadherina/Cd324 Para Citometria De Fluxo - P12830

Número do item: CM0009559



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado a E-Cadherina/CD324 humana, validado para citometria de fluxo. Ideal para estudos de adesão de células epiteliais, EMT, invasão cancerosa e separação de células mediada por caderinas. Reatividade: humano; peso molecular: ~90-97 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano E-Cadherina/CD324
Observações/Alias	UVO; CDHE; ECAD; LCAM; Arc-1; BCDS1; CD324
Espécie	Humano
ID do Gene	999
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 155-707 da E-Cadherina/CD324 humana (NP_004351.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P12830
Peso da Proteína	90kDa/97kDa
Envio	Bolsa de gelo