


Coelho Anti-Humano Egfr Mac Para Fc - P00533

Número do item: CM0012217



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-humano EGFR conjugado ao , validado para citometria de fluxo (FC). Adequado para pesquisa sobre sinalização de EGFR em câncer, entrada viral e biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano EGFR mAc
Observações/Apelido	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1956
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 335-525 do EGFR humano (NP_005219.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P00533
Peso da Proteína	44kDa/69kDa/77kDa/134kDa
Envio	Saco de gelo