


Mab De Coelho Anti-Egfr Humano Para Fc - P00533

Número do item: CM0008412



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-EGFR humano validado para citometria de fluxo em amostras humanas. Tem como alvo o domínio extracelular (aa 335-525), possibilitando estudos de sinalização do receptor e aplicações em pesquisa oncológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-EGFR humano
Observações/Alíás	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2
Espécie	Humana
GeneID (humano)	1956
Imunógeno	Proteína recombinante\Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 335-525 do EGFR humano (NP_005219.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	P00533
Peso da proteína	44kDa/69kDa/77kDa/134kDa
Envio	Bolsa de gelo