


Mab Coelho Anti-Humano Egfr Para If/Icc, Fc - P00533

Número do item: CM0010410



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado fluorescente de alta qualidade contra EGFR humano. Validado para aplicações de imunofluorescência e citometria de fluxo em pesquisa oncológica e de sinalização celular. Adequado para fornecimento de matéria-prima para IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano EGFR
Observações/Apelidos	EGFR; ERBB; ERBB1; HER1; NISBD2; PIG61; mENA; receptor do fator de crescimento epidérmico
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1956
GeneID	1956
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 335-525 do EGFR humano (NP_005219.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF/ICC, FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P00533
Peso da Proteína	44kDa/69kDa/77kDa/134kDa
Transporte	Bolsa de gelo