


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Egfr Para If/Icc, Fc - P00533

Número do item: CM0004740



introdução

Anticorpo monoclonal coelho anti-humano EGFR conjugado com para imunofluorescência e citometria de fluxo. Tem como alvo o domínio extracelular (aa 335-525) do receptor do fator de crescimento epidérmico. Adequado para amostras humanas; validado para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano EGFR mAb
Observações/Alíase	EGFR; ERBB; ERBB1; HER1; NISBD2; PIG61; mENA; receptor do fator de crescimento epidérmico
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	1956
GeneID	1956
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 335-525 do EGFR humano (NP_005219.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF/ICC, FC
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P00533
Peso Proteico	44kDa/69kDa/77kDa/134kDa
Envio	Bolsa de gelo