


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Erbb3/Her3 () Para Citometria De Fluxo - P21860

Número do item: CM0011109



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao ErbB3/HER3 humano (UniProt P21860). Validado para citometria de fluxo (FC). Ideal para estudar a expressão de ErbB3/HER3 e a sinalização de neuregulina em amostras humanas epiteliais e cancerosas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho anti-Humano ErbB3/HER3
Observações/Apelido	ERBB3; ErbB-3; HER3; LCCS2; MDA-BF-1; c-erbB-3; c-erbB3; erbB3-S; p180-ErbB3; p45-sErbB3; p85-sErbB3; erb-b2 receptor tirosina quinase 3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2065
ID do Gene	2065
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-643 do ErbB3/HER3 humano (NP_001973.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P21860
Peso Proteico	20kDa/36kDa/77kDa/141kDa/148kDa
Envio	Saco de gelo