

## Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-ErbB3/Her3 Humano Para Citometria De Fluxo - P21860

Número do item: CM0012030



### introdução

O anticorpo monoclonal de coelho conjugado com detecta especificamente o receptor tirosina-quinase ErbB3/HER3 humano. Desenvolvido para aplicações de citometria de fluxo em amostras humanas, apoiando estudos oncológicos e de transdução de sinais.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do produto     | mAb de coelho anti-ErbB3/HER3 humano                                                                                           |
| Observações/aliás   | HER3; FERLK; LCCS2; VSCN1; ErbB-3; c-erbB3; erbB3-S; MDA-BF-1; c-erbB-3; p180-ErbB3; p45-sErbB3; p85-sErbB3                    |
| Espécie             | Humano                                                                                                                         |
| GeneID (humano)     | 2065                                                                                                                           |
| GeneID              | 2065                                                                                                                           |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-643 do ErbB3/HER3 humano (NP_001973.2) |
| Origem              | Coelho                                                                                                                         |
| Categoria           | Anticorpos monoclonais                                                                                                         |
| Aplicação           | Citometria de fluxo (FC)                                                                                                       |
| Reatividade cruzada | Humano                                                                                                                         |
| SWISS               | P21860                                                                                                                         |
| Peso da proteína    | 148 kDa                                                                                                                        |
| Transporte          | Bolsa de gelo                                                                                                                  |