


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Erbb3/Her3 Para Citometria De Fluxo - P21860

Número do item: CM0010819



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado a ErbB3/HER3 humano para citometria de fluxo. Reconhece o domínio extracelular (aa20-643) da receptor tirosina quinase envolvida na sinalização por neuregulina e ativação de PI3K.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano ErbB3/HER3
Observações/Apelidos	HER3; FERLK; LCCS2; VSCN1; ErbB-3; c-erbB3; erbB3-S; MDA-BF-1; c-erbB-3; p180-ErbB3; p45-sErbB3; p85-sErbB3
Espécie	Humano
ID do Gene	2065 (humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-643 de ErbB3/HER3 humano (NP_001973.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	Citometria de Fluxo (CF)
Reatividade Cruzada	Humano
Swiss-Prot	P21860
Peso da Proteína	148 kDa
Envio	Bolsa de gelo